



**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
 НА ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ТЕРАПИЯ**
 (цены указаны в рублях)

1	V01.065.002	Первичная консультация, осмотр	100-00
2	V01.003.004.002 V01.003.004.004 V01.003.004.005	Анестезия: а) проводниковая б) аппликационная в) инфильтрационная	300-00 50-00 300-00
3	V01.065.002	Набор инфекционной безопасности	200-00
4	A16.07.012	Первая помощь при периодонтите	300-00
5	A16.07.009	Первая помощь при пульпите	350-00
6	V01.003.004.005	Инъекция (30% р-р-0,5мл линкомицина + 2,5% р-р-0,5мл лидокаина)	250-00
7	A16.07.008	Снятие пломбы	100-00
8	A16.07.008	Препарирование глубокой кариозной полости	150-00
9	A16.07.008	Эвакуация анкерного штифта, эндодонтического инструмента из: - корневого канала - культевой вкладки	550-00 750-00
10	A16.07.008	Распломбировка корневого канала запломбированного пастой, гуттаперчей	300-00
11	A16.07.008	Распломбировка корневого канала запломбированного цементом резорцин-формалиновым методом	450-00
12	A16.07.008	Жидкость для распломбировки каналов: «Endosolf», «Lorgal», «Гуттапласт», «Эдеталь» жидкость	50-00
13	A16.07.008	Мед. обработка 1-2-3-4 корневых каналов (к/к)	100-150-200-250
14	A16.07.008	Обработка инструментальная (машинная Pro TaperUniversal,Next): 1-го корневого канала 2-го корневого канала 3-го корневого канала 4-го корневого канала	850-00 950-00 1050-00 1150-00
15	A16.07.008	Пломбирование корневых каналов 1-2-3-4 пастой	250-350-450-550
16	A16.07.008	Пломбирование корневых каналов 1-2-3-4 гуттаперчей (латер. конденсации)	550-650-750-850
17	A16.07.008	Пломбирование корневых каналов 1-2-3-4 гуттаперчей (метод одного)	650-750-850 - 950
18	A16.07.008	Пломбирование 1-корневого канала цементом (унифас)2-х,3-х,4-х	650- 750-850-950-00
20	A16.07.002.010	Наложение повязки: «Септопак» «Парасепт» «Унифас»	400-00 300-00 150-00
21	A16.07.002.010	Наложение повязки «Clip»	300-00
22	A16.07.008	Использование: - йодекса, метапекса, металасты, пульпосептин 1-2-3 (к/к) - витапекс	300-500-700-1200-00
23	A16.07.002	Наложение пломбы светового отверждения «Filtek flow, Estelite	800-00

		flow, Es flow»	
24	A16.07.002	Наложение пломбы светового отверждения: «Т-Эконом, Филтек-Z250, Tetric N-Ceram, Сапфир»	1300-00
25	A16.07.002	Наложение пломбы СИЦ двойного отверждения: «Витремер»	1500-00
26	A16.07.002	Наложение пломбы светового отверждения: - «Эстелайт» «Clearfill AP-X Esthetics» - «Астерия» «Harmonize»	1600-00 1750-00
27	A16.07.002	Наложение пломбы светового отверждения: - «Мирис» «Omnichroma»	2300-00
28	A16.07.002	Наложение подкладки: «Витремер, Кальцимол, Base-it» «Filtek flow, Estelite flow, Es flow» « Унифас»	500-00 250-00 100-00
29	A16.07.002	Наложение подкладки: SDR	650-00
		Наложение подкладки: Biodentine	1650-00
30	A16.07.002	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титанового, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения под культу: « Филтек-Z250, Tetric N-Ceram, Сапфир ».	1500-00
31	A16.07.002	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титанового стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения под культу: «Витремер»,.	1700-00
32	A16.07.002	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титанового, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения под культу: «Эстелайт» «Clearfill AP-X Esthetics»	1850-00
33	A16.07.002	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титанового, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения под культу: «Астерия» «Harmonize»	2050-00
34	A16.07.031	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титаново-го, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения под культу: «Мирис» ,«Omnichroma»	2500-00
35	A16.07.031	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титанового, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения: « Филтек-Z250 ,Tetric N-Ceram, Сапфир »	1650-00
36	A16.07.031	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титанового, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения : «Витремер».	2100-00
37	A16.07.031	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титанового, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения: «Эстелайт» «Clearfill AP-X Esthetics»	2400-00
38	A16.07.031	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титанового, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения: «Астерия» «Harmonize»	2500-00
39	A16.07.031	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титаново-го, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения: «Мирис» «Omnichroma»	2800-00
40	A16.07.031	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного, титаново-го, стекловолоконного штифтов пломбой светового отверждения: «SDR»	2800-00
41	A16.07.031	Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью стекловолоконного штифта , лентой Dentapreg пломбой светового отверждения: - «Мирис», «Omnichroma»	3300-00

42	A16.07.031	Восстановление виниром из композита: «Филтек Z-250, Сапфир»	1950-00
43	A16.07.031	Восстановление виниром из композита: «Эстелайт» «Clearfill AP-X Esthetics» «Астерия», «Harmonize» «Мирис» «Omnichroma»	2700-00 2800-00 3000-00
44	A16.07.031	Фиксация анкерного, титанового, стекловолоконного штифтов на стекло-иономерный цемент	700-00
45	A16.07.031	При использовании нескольких штифтов: анкерного, титанового, стекловолоконного, парапульпарного - прибавляется стоимость каждого штифта	450-00
46	A16.07.031	Фиксация стекловолоконного штифта «Изи Пост» на композитный адгезивный цемент двойного отверждения	1050-00
47	A16.07.031	При использовании нескольких штифтов «Изи Пост» прибавляется стоимость каждого штифта	700-00
48	A16.07.031	Использование ленты Dentapreg для восстановления разрушенной коронки зуба	700-00
49	A16.07.031	Пломбирование трепанационного отверстия коронки зуба композитом светового отверждения	650-00
50	A16.07.031	Шлифование (пломбы, зуба)	150-00
51	A16.07.031	Полирование (пломбы,зуба)	150-00
52	A06.07.003	Диагностика RWG	220-00
53	A06.07.003	RWG контрольный при лечении зуба	70-00
54	A06.07.003	Копия RWG на диск	300-00
55	A06.07.003	Шинирование нитью Дентапрег 1-го зуба	1200-00
56	A16.07.002	Наложение ретракционной нити	50-00
57	B01.065.002	Применение антисептической таблетки	50-00
58	A16.07.002	Наложение «Драй типс»	100-00
59	A16.07.002	Наложение «Optra Gate»	100-00
60	A16.07.002	Наложение «Opti Dam»	200-00
61	A16.07.002	Наложение коффердама	300-00
62	A16.07.002	Фиксация зубных украшений «СКАЙС»	800-00
63	A16.07.050	Отбеливание зубов «Oppolescens»	5500-00
64	A16.07.050	Отбеливание зубов «ZOOM -3»	18000-00
65	A16.07.050	Каппа для отбеливания на одну челюсть	1250-00
66	A16.07.050	Дневное отбеливание DayWhite	3500-00
67	A16.07.050	Ночное отбеливание NiteWhite	3000-00
68	A16.07.050	Каппа для отбеливания на две челюсти плюс дневное отбеливание	5000-00
69	A16.07.050	Дневное отбеливание системой «Opalescence»	800-00
70	A16.07.050	Внутриканальное отбеливание «Endo Opalescence»-1 зуб	400-00
72	A16.07.051	Глубокое фторирование: - «Clinpro White Varnish», «Топекс» гель, «Сноу» гель, «Dugraphat» фторлак; - пастой «Prorelif»;	700-00 100-00
72	A16.07.051	Фторирование «Relief» гель	950-00
73	A16.07.051	Глубокое фторирование эмаль-герметизирующим ликвидом (1ед.)	100-00
74	A16.07.051	Покрытие «Белак», «Глуфторед» - 1 зуб	100-00

75	A16.07.057	Герметизация фиссур «Фиссурит» - 1 зуб	300-00
76	A16.07.051	Покрытие «Аргенат» всех зубов «Safaraet» фторлаком - 1 зуб Покрытие десенситайзером «SHIELD FORCE PLUS»	300-00 600-00 100-00 400-00
77	A16.07.051	Профессиональная чистка: - 1-го зуба пастой «Дертатрин» (Франция) - всех зубов пастой «Дертатрин» (Франция)	70-00 650-00
78	A16.07.051	Профессиональная чистка зубов: «Ультразвук» + «Дертатрин» паста	800-00
79	A16.07.051	Профессиональная чистка зубов «Air Flow»	1000-00
80	A16.07.051	Профессиональная чистка зубов («Ультразвук» + «Air Flow»)	1800-00
81	A16.07.051	Профессиональная чистка зубов («Ультразвук + проф.чистка+ фторирование»)	2500-00
82	A16.07.051	Снятие твердых зубных отложений с 1-го зуба	80-00
83	A16.07.051	Чистка 1-го зуба «Air Flow»)	90-00
84	B01.003.004.004	Мед. обработка парадонтального кармана	50-00
85	B01.003.004.004	Турунда с йодоглюколем	500-00
86	B01.003.004.005	Одна процедура плазмалифтинга	2000-00
87	B01.003.004.004	Аппликационная повязка «Фармадонт»	150-00